



MEDISEPT



Mediclean 310 Sanit

Preparat do codziennego mycia wszystkich powierzchni sanitarnych

Zastosowanie:

Koncentrat do czyszczenia urządzeń sanitarnych takich jak: muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki oraz armatury łazienkowej. Do utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Skutecznie usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz tłuste zabrudzenia. Zalecany do mycia umywarek, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej, a także elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Zapewnia doskonałą czystość, pozostawiając przyjemny zapach. Nie niszczy czyszczonych powierzchni. Może być stosowany w zakładach przemysłu spożywczego. Posiada atest PZH. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

CZYSZCZENIE CODZIENNE: w zależności od zabrudzenia rozcieńczać od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody.
CZYSZCZENIE GRUNTOWNE: nanieść nierozcieńczony środek na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5 - 10 min i spłukać.

Zapach:

wiśnia

Opakowania handlowe:

butelka 1 l, kanister 5 l



Dozowanie
25 - 200 →
10l zimnej wody

pH 1±1



Koncentrat



Powierzchnie
sanitarne



Kabiny
prysznicowe,
armatura



Zapach
wiśni



Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 08.2026 rev.2